

項目名	略称	単位	基準範囲	採取容器	出典	測定法
D005 血液形態・機能検査						
D005 2 網赤血球	RET	%	0.76～2.22%	【血液／赤】	sysmex株式会社 多項目全自動血球 分析装置XN-Series臨床参考基準範囲	半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法
網赤血球(絶対数)	RET	$\times 10^4 / \mu\text{L}$	3.31～12.12 $\times 10^4 / \mu\text{L}$	【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法
D005 5 末梢血液一般検査						
白血球数	WBC	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	3.3～8.6 $\times 10^3 / \mu\text{L}$	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	半導体レーザーフローサイトメトリー法
赤血球数	RBC	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	M:4.35～5.55 $\times 10^6 / \mu\text{L}$ F:3.96～	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	シースフローDC検出法
ヘモグロビン濃度	Hgb	g/dL	M:13.7～16.8g/dL F:11.6～14.1	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	SLSヘモグロビン法
ヘマトクリット	Hct	%	M:40.7～50.1% F:35.1～44.4%	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	赤血球パルス波高値検出法
平均赤血球容積	MCV	fL	83.6～98.2fL	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	RBC及びHctより算出
平均赤血球ヘモグロビン量	MCH	pg	27.5～33.2pg	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	RBC及びHgbより算出
平均赤血球ヘモグロビン濃度	MCHC	g/dL(%)	31.7～35.3g/dL	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	Hct及びHgbより算出
赤血球分布幅	RDW-CV	%	12.2～15.0%	【血液／赤】	symex株式会社 多項目全自動血球 分析装置XN-Series臨床参考基準範囲	赤血球ヒストグラムより算出
血血小板数	PLT	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	158～348 $\times 10^3 / \mu\text{L}$	【血液／赤】	JCCLS共用基準範囲	シースフローDC検出法もしくは 半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法
血血小板クリット	PCT	%	0.19～0.40%	【血液／赤】	symex株式会社 多項目全自動血球 分析装置XN-Series臨床参考基準範囲	血血小板ヒストグラムより算出
平均血血小板容積	MPV	fL	9.1～12.1fL	【血液／赤】	symex株式会社 多項目全自動血球 分析装置XN-Series臨床参考基準範囲	血血小板ヒストグラムより算出
血血小板分布幅	PDW	fL	9.6～15.2fL	【血液／赤】	symex株式会社 多項目全自動血球 分析装置XN-Series臨床参考基準範囲	血血小板ヒストグラムより算出
D005 6 末梢血液像(鏡検法)						
芽球	BLAST	%		【血液／赤】	臨床検査法提要第34版 臨床検査法提要第34版	目視法
前骨髄球	PROMYEL			【血液／赤】		目視法
骨髄球	MYEL			【血液／赤】		目視法
後骨髄球	METAMYEL			【血液／赤】		目視法
杆状核球	ST	3～6		【血液／赤】		目視法
分節核球	SEG	45～55		【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法もしくは目視法
好酸球	EO	1～5		【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法もしくは目視法
好塩基球	BA	0～1		【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法もしくは目視法
単球	MO	4～7		【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法もしくは目視法
リンパ球	LY	25～45		【血液／赤】		半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法もしくは目視法
異型リンパ球	ATY-LY			【血液／赤】		目視法
その他白血球 1	OTHER1			【血液／赤】		目視法
その他白血球 2	OTHER2			【血液／赤】		目視法
赤芽球	R-ERYTHRO.B			【血液／赤】		目視法
赤血球大小	R-ANISO			【血液／赤】		目視法
赤血球奇形	R-POIKILO			【血液／赤】		目視法
赤血球多変性	POLYCHRO			【血液／赤】		目視法
低(脱)顆粒好中球	W-Hypo-Gr			【血液／赤】		目視法
ベルゲル核様好中球	W-Pelger			【血液／赤】		目視法
血血小板大小	P-Aniso			【血液／赤】		目視法
巨大血小板	P-Giant			【血液／赤】		目視法
その他異常細胞1	AB-Cell1			【血液／赤】		目視法
その他異常細胞2	AB-Cell2			【血液／赤】		目視法
D005 9 ヘモグロビンA1C						
ヘモグロビンA1C	HbA1c(NGSP)	%	4.9～6.0	【グリコ／黄】	JCCLS共用基準範囲	
D006 出血・凝固検査						
D006 2 プロトロンビン時間(秒)	PT-SEC	秒	10.2～12.7	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	散乱光度法
D006 2 プロトロンビン時間(%)	PT-PER	%	73～118	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	
D006 2 プロトロンビン時間(国際標準比)	PT-INR		0.90～1.14	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	
D006 4 フィブリノゲン量	Fbg	mg/dL	181～378	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	散乱光度法
D006 7 活性化部分トロンボプラスチン時間	APTT	秒	26.9～38.1	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	散乱光度法
D006 10 アンチトロンビンⅢ	ATⅢ	%	80～130	【凝固／黒】	シーメンズ添付文書	免疫比濁法
D006 11 FDP定量	FDP	$\mu\text{g/mL}$	≤3.9 $\mu\text{g/mL}$	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	免疫比濁法
D006 13 プラスミンゲン	PLG	%	82～118%	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	免疫比濁法
D006 15 $\alpha 2$ プラスミンインヒビター	$\alpha 2$ -PI	%	77～120%	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	免疫比濁法
D006 17 Dダイマー定量	DD	$\mu\text{g/mL}$	≤1.1 $\mu\text{g/mL}$	【凝固／黒】	シスメックスCS-5100基礎データ集	免疫比濁法
D006 22 プラスミン・ $\alpha 2$ プラスミンインヒビター複合体	PIC	$\mu\text{g/mL}$	<0.8 $\mu\text{g/mL}$	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	酵素免疫測定法
D006 25 トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体	TAT	ng/mL	<3.0ng/mL	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	酵素免疫測定法
D006 28 トロンボモジュリン	TM	U/mL	8.7～22.7	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	酵素免疫測定法
D006 30 凝固第Ⅱ因子活性	F-2	%	70～120%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第Ⅴ因子活性	F-5	%	50～150%	【凝固／黒】	臨床検査法提要第32版	散乱光度法
D006 30 凝固第Ⅶ因子活性	F-7	%	70～120%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第Ⅷ因子活性	F-8	%	70～150%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第Ⅸ因子活性	F-9	%	70～120%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第Ⅹ因子活性	F-10	%	70～120%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第ⅩⅠ因子活性	F-11	%	70～120%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第ⅩⅡ因子活性	F-12	%	70～150%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	散乱光度法
D006 30 凝固第ⅩⅢ因子活性	F-13	%	52～124%	【凝固／黒】	シスメックス添付文書	免疫比濁法
D006 32 プロテインC	PC	%	69～144	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	免疫比濁法
組織型プラスミノゲンアクチベーター・ プラスミノゲンアクチベータインヒビター複 合体	TPAI-C	ng/ml	<50.0	【凝固／黒】	LSIメディエンス添付文書	酵素免疫測定法

D007	生化学的検査(I)					
D007 1	総蛋白	TP	g/dL	6.6～8.1	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	アルブミン	ALB	g/dL	4.1～5.1	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	尿素窒素	UN	mg/dL	8～20	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	クレアチニン	CRE	mg/dL	M 0.65～1.07 F 0.46～0.79	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	尿酸	UA	mg/dL	7.0以下	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	総ビリルビン	T-BIL	mg/dL	0.4～1.5	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	抱合ビリルビン	C-BIL	mg/dL	0.0～0.2	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	ナトリウム	Na	mmol/L	138～145	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	カリウム	K	mmol/L	3.6～4.8	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	クロール	Cl	mmol/L	101～108	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	カルシウム	Ca	mg/dL	8.8～10.1	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	マグネシウム	Mg	mg/dL	1.8～2.4	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	クレアチンキナーゼ	CP(K)	U/L	M 59～248 F 41～153	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	コリンエステラーゼ	ChE	U/L	M 240～486 F 201～421	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	空腹時血糖	GLU	mg/dL	79～109	(血糖／灰)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	血清鉄	Fe	μg/dL	40～188	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	不飽和鉄結合能	UIBC	μg/dL	M 111～255 F 137～325	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	中性脂肪	TG	mg/dL	35～149	(生化学・免疫／茶)	日本痛風・核酸代謝学会治療ガイドライン第3版
D007 1	α-アミラーゼ	AMY	U/L	44～132	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	乳酸脱水素酵素	LD(H)	U/L	血清:124～222	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	乳酸脱水素酵素(髄液中)	L LD(H)	U/L	髄液:25未満	(髄液/白土)	髄液検査法2002
D007 1	γ-グルタミルトランスフェラーゼ	γ-GT(P)	U/L	M 13～64 F 9～32	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 1	アルカリホスファターゼ	ALP	U/L	38～113	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 3	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ	AST(GOT)	U/L	13～30	(生化学・免疫／茶)	日本動脈硬化学会ガイドライン2012
D007 3	アラニンアミトランスフェラーゼ	ALT(GPT)	U/L	M 10～42 F 7～23	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 3	無機リン	IP	mg/dL	2.7～4.6	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 3	コレステロール	T-CHO	mg/dL	125～219	(生化学・免疫／茶)	日本動脈硬化学会ガイドライン2002
D007 3	HDL-コレステロール	HDL-C	mg/dL	40以上	(生化学・免疫／茶)	JCCLS共用基準範囲
D007 4	LDL-コレステロール	LDL-C	mg/dL	140未満	(生化学・免疫／茶)	日本動脈硬化学会ガイドライン2012
D007 4	血清蛋白分画	PRO-F	%	ALB:54.8～65.4, α1:2.3～3.8, α2:5.0～8.9, β:9.0～14.6, γ:13.2～23.9, A/G:1.21～1.89	(生化学・免疫／茶)	ヘレナ研究所 試薬添付文書
D007 4	尿蛋白分画	U-PRO-F	%	なし	(尿免疫/スピツ)	
D007 13	総胆汁酸	T-BA	μmol/L	10.0以下	(SRL／青)	カインス試薬添付文書
D007 14	ALPアイソザイム	ALP-ISO	%	ALP1:0.0～5.3, ALP2:29.3～67.9, ALP3:26.9～67.6, ALP4:検出されない, ALP5:0.0～18.1	(生化学・免疫／茶)	ヘレナ研究所 試薬添付文書
D007 14	LDアイソザイム	LD-ISO	%	LD1:20.0～31.0, LD2:28.8～37.0, LD3:21.5～27.6, LD4:6.3～12.4, LD5:5.4～13.2	(生化学・免疫／茶)	ヘレナ研究所試薬添付文書
D007 16	血中アンモニア	NH3	μg/dL	12～66	(アンモニア)緑(ヘパリン)	富士フィルム和光純薬試薬添付文書
D007 22	クレアチンキナーゼMB	CK-MB	ng/mL	男性:5.2以下 女性:3.1以下	(免疫/緑)5ml(ヘパリン)	アボット試薬添付文書
D007 25	フェリチン	FER	ng/mL	M 50.0～200.0 F 12.0～60.0	(生化学・免疫／茶)	デンカ生研試薬添付文書
D007 28	KL-6	KL-6	U/mL	500未満	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D007 29	心筋トロポニンI	トロポニンI	pg/mL	男性:34.2以下 女性:15.6以下	(免疫/緑)5ml(ヘパリン)	アボット試薬添付文書
D007 29	心筋トロポニンT	トロポニンT	ng/mL	0.014以下	(生化学・免疫／茶)	ロシュ試薬添付文書
D007 36	ミオグロビン	ミオグロビン	ng/mL	男性:154.9以下 女性:106.0以下	(免疫/緑)5ml(ヘパリン)	アボット試薬添付文書
D007 38	アンギオテンシン転換酵素	ACE	IU/L	8.3～21.4	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D007 58	プロカルシトニン	PCT	ng/mL	0.25未満	(PCT/桃)	JAMA2009:302:1059-1066
D008	生化学的検査(II)					
D008 6	プロラクチン	PRL/E	ng/mL	M 3.46～19.40 F 5.18～26.53	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 9	甲状腺刺激ホルモン	TSH/E	μIU/mL	0.350～4.940	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 10	インスリン	IRI/E	μIU/mL	1.2～9.0	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D008 13	卵巣刺激ホルモン	FSH	mIU/mL	別表	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 13	黄体形成ホルモン	LH/E	mIU/mL	別表	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 14	テストステロン	テストステロン	ng/mL	別表	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 15	遊離サイロキシ	FT4	ng/dL	0.70～1.48	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 15	遊離トリヨードサイロニン	FT3	pg/mL	1.68～3.67	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 20	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド	BNP	pg/mL	18.4以下	(免疫/黄)2ml(EDTA-2Na)	ロシュ試薬添付文書
D008 21	ヒト線毛性コナドトロピン(血中)	hCG	mIU/mL	別表	(生化学・免疫／茶)	ロシュ試薬添付文書
D008 36	エストラジオール	E2	pg/mL	別表	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D008 38	副腎皮質刺激ホルモン	ACTH	pg/mL	7.2～63.3	(ACTH/黄)	ロシュ試薬添付文書
D009	腫瘍マーカー					
D009 2	癌胎児性抗原	CEA	ng/mL	4.76以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 3	α-フェトプロテイン	AFP	ng/mL	6.92以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 6	糖鎖抗原15-3	CA15-3	U/mL	23.73以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 9	前立腺特異抗原	PSA	ng/mL	4.00以下	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D009 9	糖鎖抗原19-9	CA19-9	U/mL	35.43以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 10	Protein Induced by Vitamin K Absence-II	PIVKA-II	mAU/mL	40未満	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 11	糖鎖抗原125	CA125	U/mL	26.94以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 16	前立腺特異抗原 F/T比	PSA-F/T	%	26以上	(生化学・免疫／茶)	アボット試薬添付文書
D009 17	サイトカニン97αグメント	CYFRA	ng/mL	2.1以下	(生化学・免疫／茶)	富士レボ試薬添付文書
D009 21	ガストリン放出ペプチド前駆体	ProGRP	pg/mL	74.7以下	(生化学・免疫／茶)	ロシュ試薬添付文書
D009 23	AFP-L3分画	AFP-L3	%	10.0未満	(生化学・免疫／茶)	富士フィルム和光純薬試薬添付文書
D009 30	可溶性インターロイキン2レセプター	IL-2R	U/mL	121～613	(生化学・免疫／茶)	LSIメディエンス試薬添付文書

D012 感染症免疫学的検査						
D012 1	抗streptリジンの価	ASLO	IU/mL	239以下	(生化学・免疫/茶)	ニットーボーメディカル試薬添付文書
D012 3	抗streptキナーゼ価	ASK	倍	1280以下	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D012 4	マイコプラズマ抗体	マイコウタイ	倍	40倍未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D012 4	梅毒TP抗体(定性)	TP抗体		陰性	(生化学・免疫/茶)	積水メディカル試薬添付書
D012 5	梅毒RPRカードテスト(定量)	RPR-T	倍	血清:1未満	(生化学・免疫/茶)	積水メディカル試薬添付書
D012 5	髄液 梅毒RPRカードテスト(定量)	L RPR-T	倍	髄液:1未満	(尿化学/白スビ)	積水メディカル試薬添付書
D012 6	梅毒TPHAテスト(定量)	TPHA-T	倍	血清:80未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D012 6	髄液 梅毒TPHAテスト(定量)	L TPHA-T	倍	髄液:4未満	(尿化学/白スビ)	
D012 16	HIV抗原・抗体	HIV-AG・AB		陰性	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D012 31	HTLV-I・II抗体	HTLV-I・2		血清:陰性	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D012 41	(1-3)- β -D-グルカン	B-Dグルカン	pg/mL	11.0未満	(β グルカン エントキシ)	富士フィルム和光純薬試薬添付文書
D012 50	エンドトキシン	エンドキシ	pg/mL	5.0未満	(β グルカン エントキシ)	富士フィルム和光純薬試薬添付文書
D013 肝炎ウイルス関連検査						
D013 3	HBs抗原(定性)	HBs-AG		陰性	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D013 3	HBs抗原定量	HBs-AG-T	IU/mL	0.005未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D013 3	HBs抗体	HBs-AB	mIU/mL	陰性:10.0未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D013 4	HBs抗原	HBe-AG	COI	陰性:1.0未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D013 4	HBs抗体	HBe-AB	%INH	60.0未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D013 5	HCV抗体	HCV-AB	COI	陰性: <1.0	【生化学・免疫/茶】	富士レビオ試薬添付文書
				※陽性: 1.0以上		
				低力価: 1.0以上4.9		
				中力価: 5.0以上49.9		
				高力価: 50.0以上		
D013 6	HBc抗体	HBC-AB	COI	陰性:1.0未満	(生化学・免疫/茶)	富士レビオ試薬添付文書
D014 自己抗体検査						
D014 2	リウマトイド因子	RF	IU/mL	15以下	(生化学・免疫/茶)	ニットーボーメディカル試薬添付文書
D014 5	抗核抗体	ANA	倍	判定とパターンを報告	【生化学・免疫/茶】	医学生物学研究所試薬添付文書
				判定基準 (－):40以下		
				(±):80		
D014 11	抗RNP抗体	コウRNP	U/mL	(+):160以上	(生化学・免疫/茶)	LSIメディエンス試薬添付文書
				10.0未満		
				10.0未満		
D014 13	抗セントロメア抗体	コウセントロメア	U/mL	10.0未満	(生化学・免疫/茶)	LSIメディエンス試薬添付文書
D014 15	抗SS-B/La抗体	コウSSB/LA	U/mL	10.0未満	(生化学・免疫/茶)	LSIメディエンス試薬添付文書
D014 16	抗SS-A/Ro抗体	コウSSA/RO	U/mL	10.0未満	(生化学・免疫/茶)	LSIメディエンス試薬添付文書
D014 26	TSHレセプター抗体	TR-AB/3	IU/L	2.0未満	(生化学・免疫/茶)	ロシュ試薬添付文書
D014 35	ループスアンチコアグラント	LA		(-) <1.30	(凝固/黒)	MBL試薬添付文書
D015 血漿蛋白免疫学的検査						
D015 1	C反応性蛋白	CRP	mg/dL	0.00~0.14	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 4	血清補体価(50%溶血補体価)	CH50	CH50/mL	30~46	(生化学・免疫/茶)	デンカ生研試薬添付文書
D015 4	免疫グロブリンA	IG-A	mg/dL	血清:93~393	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 4	免疫グロブリンG	IG-G	mg/dL	血清:861~1747	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 4	免疫グロブリンG	L IG-G	mg/dL	髄液:1.6~3.2	(尿化学/白スビ)	JCCLS共用基準範囲
D015 4	免疫グロブリンM	IG-M	mg/dL	血清:M:33~183 F:50~269	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 8	補体第3成分	C3	mg/dL	73~138	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 8	補体第4成分	C4	mg/dL	11~31	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 10	免疫グロブリンE	IG-E	IU/mL	360.9以下	(生化学・免疫/茶)	JCCLS共用基準範囲
D015 11	β 2-ミクログロブリン	B2-MG	mg/L	2以下	(生化学・免疫/茶)	デンカ生研試薬添付文書
D015 17	インターロイキン-6	IL-6	pg/mL	7以下	(PCT/桃)	ロシュ試薬添付文書