

千葉大学医学部附属病院 使用機器精度管理表

• 各種校正記録、点検記録等は直接閲覧実施時に閲覧が可能です

2026.4.1現在

設備名	精度管理等	備考
検体保管庫（冷蔵）	温度記録：有 点検記録：無 校正記録：無	<ul style="list-style-type: none"> • 校正のとれた温度計を使用して温度管理を実施 • 温度異常に対するアラート設定（停電の通知）：有 • 同じ条件を備えたバックアップの冷凍庫：有
検体保管庫（-20℃）	温度記録：有 点検記録：無 校正記録：無	
検体保管庫（-70℃：-80℃でも代用可）	温度記録：有 点検記録：無 校正記録：無	
検体用温度計	校正証明書：有	
遠心分離機（冷却）	日常点検：有 定期点検：有	<ul style="list-style-type: none"> • 1年に1度メーカー点検実施
遠心分離機（常温）	日常点検：有 定期点検：有	
身長・体重計	日常点検：有 定期点検：有	<ul style="list-style-type: none"> • 体重計は測量法に則り2年に1回点検
血圧計	日常点検：有 定期点検：有	
体温計	日常点検：有 定期点検：有	
インキュベーター	日常点検：有 定期点検：有	
ドライアイス	無	
12誘導心電図	日常点検：有 定期点検：有	
スパイロメーター	日常点検：有 定期点検：有	
心エコー	日常点検：有 定期点検：有	
CT	日常点検：有 定期点検（法定点検）：有	
MRI	日常点検：有 定期点検（法定点検）：有	
X線撮影装置	日常点検：有 定期点検（法定点検）：有	